


## ■ 調節スリングシートについて



### 調節 スリング シート

使用される方の身体特性、並びに使用目的によって異なる一人一人の姿勢に対応するため、多くの製品のバックサポート及び座シートに調節スリングシートを採用しています。

フレームの左右からわたる帯状のスリングベルトの張り具合を調整することで、身体の矢状面に加え水平面を整えることができます。



バックサポートは、①骨盤の前後の傾き ②体幹の前後の傾き ③腰部の支えを考慮して調整します。また、左右の張りを変えることができるので、側弯による背中肋骨隆起などの非対称にもある程度対応できます。

座シートは臀部(座骨周辺)をゆるめてお尻を包み込むようにし、座骨前方から大腿部はしっかりと張って臀部を安定させ、前すべりを起きにくくするのが一般的です。

## ■ 体幹・骨盤サポートインナーパッドについて



### 体幹パッド

胸郭下部から上部体幹の重みを受け止めるように体幹部の側方をサポートし、体幹部の横倒れや水平面方向のころがりを防ぐよう、バックサポートの調節スリングシートと胸郭との隙間を埋めるように取り付けます。

側弯などの影響で姿勢のくずれに左右差がある場合には、取り付け位置・高さが左右非対称になる場合もあります。



### 骨盤パッド

骨盤部中央あたりの高さで側方からサポートします。骨盤の傾き、回旋を考慮して調節スリングシートと骨盤部との間に下図のように取り付けます。

